

# Alexis<sup>®</sup>

## Contained Extraction System

# Alexis<sup>®</sup> CES 組織回収コンテナシステム

ガード内で手動細切除去を行うことで最小限の皮膚切開からの大きな組織回収をサポートします。経腹・経腔経由での組織回収において、様々なサイズの検体に対応します。

## リング

広い開口部が、より容易な組織回収をサポート

## タブ

リングの把持を容易にし、バッグへの組織回収をサポート

## スナップボタン付き ストラップ

腹腔内へのスムーズな挿入と展開が可能

## バッグ本体

厚さ約0.1ミリの大容量バッグで確実な組織回収を提供

## バッグテザー

組織を腹腔内で回収した後、バッグの体外回収をサポート



## ガード

回収組織の手動細切の際、バッグ本体の損傷を防止

幅広い症例に対応する小・中2サイズのガード



## リトラクター

ガードを固定し、良好な術野とワーキングスペースを提供



## Alexis CES 組織回収コンテナシステム

製品番号	構成品	容量	バッグ開口サイズ	販売単位
GTB14	Alexis CES 組織回収コンテナシステム (14cm) (1) 組織回収バッグ (14cm) (1) ガード (小サイズ) (1) ガード (中サイズ) (1) リトラクター	3,400mL	直径14cm	3個/箱
GTB17	Alexis CES 組織回収コンテナシステム (17cm) (1) 組織回収バッグ (17cm) (1) ガード (小サイズ) (1) ガード (中サイズ) (1) リトラクター	6,500mL	直径17cm	3個/箱

販売名: Alexis・CES 組織回収コンテナシステム  
医療機器製造販売届出番号: 13B1X1038000002

★単回使用  
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください



## Alexis CES 組織回収コンテナシステム / Kii<sup>®</sup> バルーンプラントチップシステム キット

製品番号	構成品	容量	バッグ開口サイズ	販売単位
GTK14	Alexis CES 組織回収コンテナシステム (14cm) / Kii バルーンプラントチップシステム キット (1) 組織回収バッグ (14cm) (1) ガード (小サイズ) (1) ガード (中サイズ) (1) リトラクター (1) Kii バルーンプラントチップシステム (12mm x 100mm)	3,400mL	直径14cm	1セット/箱
GTK17	Alexis CES 組織回収コンテナシステム (17cm) / Kii バルーンプラントチップシステム キット (1) 組織回収バッグ (17cm) (1) ガード (小サイズ) (1) ガード (中サイズ) (1) リトラクター (1) Kii バルーンプラントチップシステム (12mm x 100mm)	6,500mL	直径17cm	1セット/箱

販売名: Alexis・CES 組織回収コンテナシステム  
医療機器製造販売届出番号: 13B1X1038000002

★単回使用  
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください

販売名: Kii・バルーンロック  
医療機器製造販売届出番号: 305ACBZX00018000

© 2023 Applied Medical Resources Corporation. All rights reserved.

Applied Medical、Appliedメディカルのロゴおよび®のついた名称はApplied Medical Resources Corporationの登録商標で、次の国で登録されています。  
オーストラリア、カナダ、日本、韓国、米国、英国、EU加盟国。

■製造販売元

Applied Medical Japan株式会社  
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8  
KANDA SQUARE GATE 6階  
[www.appliedmedical.co.jp](http://www.appliedmedical.co.jp)

■製造業者

アプライドメディカル リソーサズ社 アメリカ合衆国  
[www.appliedmedical.com](http://www.appliedmedical.com)